

APERTURA E UTILIZZO NUOVO KIT DI CONFEZIONAMENTO EPIFISI FEMORALE

IO-224 Rev. 2

Data di approvazione: 30/04/2019 h 09.40

mod. 79/sl - 218373

KIT STERILE DOPPIO BARATTOLO E SACCHETTO

Il contenuto del kit comprende:

- due barattoli, (n°3 e n°1), confezionati in doppio
- un sacchetto (n° 2), confezionato in triplo.

L'operatore non lavato apre la busta principale al cui interno è contenuto:

- il doppio barattolo, in singolo tyvek
- sacchetto, in doppio tyvek

e porge all'operatore lavato, in campo sterile le 2 confezioni.

L'operatore lavato, in campo sterile:

- apre la seconda busta, prelevando il barattolo più grande (3) al cui interno è contenuto il barattolo più piccolo (1)
- apre la seconda busta, estrae ed apre la terza prelevando il sacchetto (2)



Confezionare, secondo l'IO-223, l'epifisi femorale prelevata:

- inserirla nel primo barattolo (1)
- inserire il barattolo nel sacchetto (2) e chiudere
- mettere nel barattolo grande esterno (3)
- etichettare

APERTURA BARATTOLI DI TESSUTO DESTINATO AD IMPIANTO

ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CAUTELA



**Seguire la sequenza in senso inverso.
Dopo estrazione dal congelatore della
confezione, attendere 4-5 minuti
prima di aprire i barattoli**